

医疗器械产品技术要求编号：

巧克力琼脂基础培养基

1. 产品规格

250g/瓶

2. 性能指标

2.1 外观

应为均一的淡黄色粉末。

2.2 装量

应不低于标示量。

2.3 pH 值

灭菌后，20℃～25℃时，该培养基 pH 值应为 7.4±0.2。

2.4 干燥失重

应不超过 6.0%。

2.5 生长试验

培养基接种流感嗜血杆菌及脑膜炎奈瑟菌，应生长。

3. 检验方法

3.1 外观

目视检查，应符合 2.1 的要求。

3.2 装量

...

3.3 pH 值

...

3.4 干燥失重

...

3.5 生长试验

...



医课汇
公众号
专业医疗器械资讯平台
WECHAT OF
HLONGMED



hlongmed.com
医疗器械咨询服务
MEDICAL DEVICE
CONSULTING
SERVICES



医课培训平台
医疗器械任职培训
WEB TRAINING
CENTER



医械宝
医疗器械知识平台
KNOWLEDG
ECENTEROF
MEDICAL DEVICE



MDCPP.COM
医械云专业平台
KNOWLEDG
ECENTEROF MEDICAL
DEVICE