

纯化水设备运行记录

记录编号：HR/DS-F02

日期：

时间	原水泵 流量 (T/h)	过滤器压力		保安过滤器		反渗透系统								
		石英砂进 水压力 (Mpa)	活性炭进 水压力 (Mpa)	前后压力 (Mpa)		一级 RO				二级 RO				电导率 μs/cm
						进水 压力 (Mpa)	产水 流量 (T/h)	浓水压 力 (MPa)	浓水流 量 (T/h)	进水 压力 (Mpa)	产水流 量 (T/h)	浓水压 力 (Mpa)	浓水流 量 (T/h)	
前	后													
纯化水循环泵启动时间：						2000L□		3000L□		操作人				
清洁、消毒 记录											清洁人			
维护保养 记录											维护人			

操作过程中一小时记录一次，



医课汇
公众号
专业医疗器械资讯平台
WECHAT OF
HLONGMED



hlongmed.com
医疗器械咨询服务
MEDICAL DEVICE
CONSULTING
SERVICES



医课培训平台
医疗器械任职培训
WEB TRAINING
CENTER



医械宝
医疗器械知识平台
KNOWLEDG
ECENTEROF
MEDICAL DEVICE



MDCPP.COM
医械云专业平台
KNOWLEDG
ECENTEROF MEDICAL
DEVICE